

## Állítható dioptriás szemüveg

Használata:

Az oldalt elhelyezett két forgatógombbal állíthatja be a kívánt dioptriát.

Takarja le az egyik szemét.

Állítsa be a szemüvegen a megfelelő értéket a tekerőgombbal.

Takarja le a másik szemét.

Állítsa be a másik lencsén is a megfelelő értéket.

A szemüveg használatra kész.

A szemüveglencse tisztítása:

A szemüveglencse tisztításához használjon mindig az optikai szaküzletekben kapható speciális tisztító folyadékot és kendőt.